

COVID19 ANTIGEN

RAPID TEST DEVICE 抗原検査ペン

研究用 日本製
検査1回分 MADE IN JAPAN
Designed by TOA Industry co., Ltd. in Japan.

特許出願 特願 2021-104490

緊急発売
NEW

検査待ち無し！
その場で確認！唾液を採取して約15分で検出

新型コロナウイルスが
存在するかを判定。

一体型

お口に入れば
約15分で検出
出来ます。

精度
99.4%
以上

変異株
対応

※N501Y・L452Rの
変異株の検出確認済

精度検証実験^{※3}は、医師の確認・証明を受けています

当社 PCR検査との比較実験（陽性 50 検体：陰性 50 検体）では、陽性陰性一致率 100%。実験の方法・結果は医師の確認・証明を受けています。

医療法人社団 二葉会 日本プライマリイケア学会 理事長 高橋 基文
昭和大学医学部 客員教授 医学博士



本検査キットを使用して
検出ありの方は、無料で
PCR検査を致します。

東亜産業 PCR総合検査センター
24時間365日、日本全国どこでも
すぐお届け回収!! 詳しくはこちら▶



※1 本検査キットは、判定ラインの発色を視覚的に解釈することにより、SARS-CoV-2 ウイルス抗原を検出します。
※2 検出対象物の量、検査実施環境によっては検出できない可能性があります。
※感染の有無については専門の病院等にご相談ください。本検査キットで判断することはできません。

※3 当社PCR検査との比較実験（陽性50検体：陰性50検体）では、陽性陰性一致率100%。実験の方法・結果は医師の確認・証明を受けています。（あくまで実験結果であり、臨床的な有用性は確認できておりません。診断等に用いないでください。）
※4 現時点において、N501Y・L452Rの変異株の検出が可能であることについては確認しております。

株式会社東亜産業
TOA Industry co., Ltd. in Japan
特許出願 特願 2021-104490

いつでも、どこでも
結果がすぐわかる!!
※約15分で検出

COVID19 ANTIGEN RAPID TEST DEVICE 抗原検査ペン

新型コロナウイルスが
存在するかを判定^{※1}

口腔液/唾液を採取して
約15分で検出^{※2}

精度:99.4%以上^{※3} 変異株対応^{※4}

本検査キットを使用して
検出ありの方は、無料で
PCR検査を致します。

東亜産業 PCR総合検査センター
24時間365日、日本全国どこでも
すぐお届け回収!! 詳しくはこちら▶

日本製 BORDER ZERO 検査1回分 研究用

会社用・業務用の大量注文には、
お値引き価格となりますのでご相談ください。

新型コロナウイルス
抗原検査ペン型デバイス

60個 ※送料込み

60,000円 (税込)